

Práctica 3:

Sistemas hápticos y teleoperación con PHANTOM Omni

GUÍA PRÁCTICA PARA LA TELEOPERACIÓN EN ROS CON DOCKER

Edison Velasco Sánchez edison.velasco@ua.es

Profesorado: Dr. Santiago T. Puentes

Asignatura: Teleoperación

Objetivos

☐ Familiarizarse con el sensor háptico PHANTOM Omni.

□Implementar el uso de Docker para ROS.

Desarrollar una aplicación de 'pozo de gravedad'.

Sensor háptico PHANTOM Omni



- Interacción háptica
- Retroalimentación de fuerza
- Ampliamente utilizado en aplicaciones de teleoperación

Tiene un brazo con 6 grados de libertad que detecta tanto la posición como la orientación, y proporciona fuerzas en tres ejes

Materiales

Ordenador con Ubuntu.

Sensor háptico PHANTOM Omni.

 Archivos proporcionados (carpeta Phantom y Dockerfile).





Instalación de Docker

Install using the apt repository Before you install Docker Engine for the first time on a new host machine, you need to set up the Docker repository. Afterward, you can install and update Docker from the repository. 1. Set up Docker's apt repository. # Add Docker's official GPG key: sudo apt-get update sudo apt-get install ca-certificates curl sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/doc sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc # Add the repository to Apt sources: echo \ "deb [arch=\$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] htt \$(. /etc/os-release && echo "\$VERSION_CODENAME") stable" | \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null sudo apt-get update

2. Install the Docker packages.

Latest Specific version

To install the latest version, run:

\$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-p

3. Verify that the Docker Engine installation is successful by running the hello-world image.

\$ sudo docker run hello-world

Estos pasos lo harán cada alumno en su ordenador para tener Docker instalado. (Seguir los 3 pasos de la página).

Nota: Los alumnos únicamente tienen Docker, aún no se les ha entregado la imagen que tiene el contenedor para la práctica. Esto se verá el día de introducción a la práctica.

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

Construcción del Contenedor Docker

Comando para construir el contenedor.

```
sudo docker build -t kinova-phanthom .
```

Tamaño aproximado (5.51 GB).

```
epvs@asus-pc2:~/docker ws/kinova-phanthom docker$ sudo docker build -t kinova-phanthom .
[sudo] contraseña para epvs:
[+] Building 1.4s (58/58) FINISHED
                                                                                                                        docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 4.58kB
=> [internal] load metadata for docker.io/osrf/ros:noetic-desktop-focal
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
                                                                                                                                   0.05
=> [internal] load build context
                                                                                                                                   0.0s
=> => transferring context: 84.16kB
=> [ 1/53] FROM docker.io/osrf/ros:noetic-desktop-focal@sha256:3a0e6e9f937b9a734732f653271952772e7945f5f3cf9ad01b50043 0.0s
=> resolve docker.io/osrf/ros:noetic-desktop-focal@sha256:3a0e6e9f937b9a734732f653271952772e7945f5f3cf9ad01b5004358
=> CACHED [ 2/53] RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends
                                                                                              ros-noetic-desktop-full=1.5.0-1 0.0s
=> CACHED [ 3/53] RUN apt-get update && apt-get install -y libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri libglu1-mesa 0.0s 
=> CACHED [ 4/53] RUN apt-get update && apt-get install -y apt-utils curl wget git bash-completion build-essential sud 0.0s
=> CACHED [ 5/53] RUN addgroup --gid 1000 kinova-phanthom
                                                                                                                                   \theta.\theta s
=> CACHED [ 6/53] RUN adduser --gecos "ROS User" --disabled-password --uid 1000 --gid 1000 kinova-phanthom
                                                                                                                                   0.05
=> CACHED [ 7/53] RUN usermod -a -G dialout kinova-phanthom
                                                                                                                                   0.05
=> CACHED [ 8/53] RUN mkdir config && echo "kinova-phanthom ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > config/99_aptget
                                                                                                                                   0.05
=> CACHED [ 9/53] RUN cp config/99_aptget /etc/sudoers.d/99_aptget
                                                                                                                                   0.05
 => CACHED [10/53] RUN chmod 0440 /etc/sudoers.d/99_aptget && chown root:root /etc/sudoers.d/99_aptget
```

Conexión del Sensor


- □ Dos tipos de conexión (USB y Ethernet).
 - ➤USB (verificar el puerto)

```
ls -l /dev/ttyACM*
```

```
epvs@asus-pc2:~$ ls -s /dev/ttyACM*
0 /dev/ttyACM0
```

Conexión del Sensor

- □ Dos tipos de conexión (USB y Ethernet).
 - LAN (Configuración de red cableada)



Ejecución del Contenedor

• Comando docker run.

```
sudo docker run \
--shm-size=1g \
--privileged \
--ulimit memlock=-1 \
--ulimit stack=67108864 \
--rm -it --net=host \
-e DISPLAY=:0 \
--user=root \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \
--device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
--name kinova-phanthom_container \
--gpus all \
--cpuset-cpus=0-3 \
-v /home/epvs/:/home/kinova-phanthom/catkin_ws/epvelasco \
kinova-phanthom
```

Ejecución del Contenedor

• Comando docker run.

```
sudo docker run \
--shm-size=1g \
--privileged \
--ulimit memlock=-1 \
--ulimit stack=67108864 \
--rm -it --net=host \
-e DISPLAY=:0 \
--user=root \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \
--device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
--name kinova-phanthom_container \
--gpus all \
--cpuset-cpus=0-3 \
-v /home/epvs/:/home/kinova-phanthom/catkin_ws/epvelasco \
kinova-phanthom
```

Ejecución del Contenedor


• Comando docker run.

```
epvs@asus-pc2:~/docker_ws/kinova-phanthom_docker$ sudo docker run \
> --shm-size=1a \
> --privileged \
> --ulimit memlock=-1 \
> --ulimit stack=67108864 \
> -- FM \
> -it \
> --net=host \
> -e DISPLAY=:1 \
> --user=root \
> -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix:rw \
> --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
> --name kinova-phanthom_container \
> -- gpus all \
> --cpuset-cpus=0-10 \
> -v /home/epvs/:/epvelasco \
> kinova-phanthom
root@asus-pc2:~/catkin_ws/phanthoms
```

Compartiendo rutas


/home/miOrdenador/practica:/home/kinova-phanthom/catkin_ws/practica





/home/miOrdenador/practica


/home/kinova-phanthom/catkin_ws/practica



¿Más terminales con el contenedor?

sudo docker exec -it kinova-phanthom_container /bin/bash

```
epvs@asus-pc2:~$ sudo docker exec -it kinova-phanthom_container /bin/bash
root@asus-pc2:~/catkin_ws/phanthom$
```



Ejecutando los nodos del sensor Háptico.


Para el sensor háptico por USB:

```
cd ~/catkin_ws/phanthom/
./start_omni_USB.sh
```

Para el sensor háptico por LAN:


```
cd ~/catkin_ws/phanthom/
./start_omni_LAN.sh
```

Touch Setup




Touch Diagnostic


cd ~/catkin_ws/phanthom/ && ./Touch_Diagnostic





Ejecutando ROS con el sensor háptico













Ejecutando el ROS con el sensor háptico

cd ~/catkin_ws/phanthom/ &&\
source devel/setup.bash &&\
rosrun sensable_phantom_ros sensable_phantom



Ejecutando el ROS con el sensor háptico

source devel/setup.bash &&\
roslaunch sensable_phantom_ros rviz.launch



Cerrar Contenedor


exit

```
root@msi:~/catkin_ws/phanthom$ exit
exit
epvs@msi:~$ [
```

NOTA: Recordar que al **salir del contenedor** todos los **archivos** y configuraciones dentro del contenedor se **eliminaran**

Es por ello por lo que se debe **compartir** de manera adecuada las rutas del **ordenador** con la ruta dentro del **contenedor**

Implementación del Pozo de Gravedad







Programa comentado y un **vídeo** demostrativo

Un **documento** detallado que explique el sistema desarrollado durante la práctica.

Entregables